

Release!

BioNa[®] One Shot

初期導入費
無料

年間
ライセンス費
無料



ソフトウェアを購入しなくてもOK ライセンスキー*不要

*ユーザー認証のためのUSB型ソフトウェア起動装置

BioNa[®] OneShotは、BioNa[®]がインストールされていないパソコンでもシミュレーションができるサービスです。

ご利用の流れ

CT撮影用
テンプレート
作製

CT撮影

データ解析

シミュレーション

BoneNavi[®]
サージカル
ガイド
作製

手術

ご利用の流れは
インストール版と
変わりません

《推奨パソコン動作環境》

- ◇ OS: Windows XP SP3, Windows 7, 8, 8.1, 10 32/64bit (Vistaは非対応)
- ◇ CPU: Intel Core 2 Duo(2.0GHz)以上
- ◇ メインメモリ: 4GB以上 ◇ 画面解像度: 1280 × 1024以上
- ◇ グラフィックカード: NVIDIA GeForce 9000シリーズ以上, VRAM512MB以上

必要なもの



パソコン



解析データ

解析データを
ダブルクリックするだけ!
機能はインストール版と
全く同じです